




乳がんドックの ご案内



近年、乳がんになる方や死亡率が年々増加しています。
しかし、乳がんは早期に発見すれば、それだけ治る確率も高くなります。
最近では、検査医療機器の発達などもあり、乳がんと診断されても
早期治療できたものは完治できるケースが多いため、
当院では定期的な乳がん検診をお薦めしております。
女性医師と女性スタッフによる丁寧な診察・検査をいたします。
お気軽にご来院下さい。

西尾市民病院

〒445-8510 西尾市熊味町上泡原6番地 電話(0563)56-3171(代)



乳がんドックとは？

乳がんの早期発見を目的としています。
自己検診では発見しづらい「石灰化」や「しこり」など、乳がんの可能性を見つけ、
早期の治療に役立てるものです。



乳がんの高リスク要因

乳がんのリスク項目について、あなたは、いくつ当てはまりますか？

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 30歳以上の女性 | <input type="checkbox"/> 肥満の方 |
| <input type="checkbox"/> 生理不順・過多などのある方 | <input type="checkbox"/> 閉経後の方 |
| <input type="checkbox"/> 出産経験のない方 | <input type="checkbox"/> 妊婦・出産回数の多い方 |
| <input type="checkbox"/> 喫煙歴のある方 | <input type="checkbox"/> 過去に良性の乳腺疾患になったことがある方 |
| <input type="checkbox"/> ホルモン補充療法をされた方 | <input type="checkbox"/> 血のつながる家族に乳がんや子宮がん、
その他のがんの既往のある方 |

●該当項目数が多いほど、リスクが高くなります。ご心配な方は、当院の乳がんドックをご利用ください。
早めに専門医に受診して、ご自分の状態を正確に把握していただくことをお勧め致します。



実施日

毎週火曜日(祝日及び年末年始を除く) ※1日10名まで
検査予約の状況により変更となる場合があります。



お申し込み方法

受付又は、お電話にてご予約を承っております。(受診希望日の2週間前までに、予約してください)


- 申し込み先 市民病院1階 総合案内 受付
- ご予約受付時間 (月～金)の午前8時30分～午後5時(祝日及び年末年始を除く)
- 電話 (0563)56-3171 内線2130



乳がんドックについての注意事項

※別紙「乳がんドックを受ける方は、
以下の注意事項を確認のうえお越し下さい」をご確認ください。

その他、ご質問やご相談は、
お電話にてお問い合わせください。





乳がんドックのコースと料金

Aコース	視触診 + エコー または 乳房X線診断	6,600円
	(検査内容は、医師の問診により決定します)	5,500円(※市内の方)
Bコース	視触診 + エコー + 乳房X線診断	8,800円
		7,700円(※市内の方)

2種類の検査を行うことで、より多くの情報を得ることができます。

また、乳房X線診断で病気が疑われた場所をエコーで詳しく見ることで、早期発見につながります。

※いずれのコースも西尾市内に在住の方は、1,100円の割引となります。

・健康保険は、使用できません。



視触診

「しこり」があるかどうかを確認します。

職域検診など多くの検診で実施されていますが、早期発見するのは難しく、ある程度の大きさがないと判別することができません。



エコー(超音波検査)のご紹介

検査時間：15分～20分程度

手で触れただけでは判別しづらい「しこり」を発見することができます。

痛みはありませんが、診断医師の技術が必要で、微細石灰化は発見しにくいのが欠点です。

比較的若い女性向きの検診です。



乳房X線診断(3Dマンモグラフィ検査)のご紹介

検査時間：10分程度

マンモグラフィ検査は、乳房を挟み圧迫しながら撮影を行う検査です。

乳房を圧迫しながら薄く均一に広げることによって、乳房内をより鮮明に見ることができます。触ってもわからないような早期の小さながんや、非常に小さな石灰化を見つけることができます。

■3Dマンモグラフィ(セノグラフプリスティーナ)の特長

- ・患者さんの不安や負担を和らげる機能性を備えたやわらかなデザインのマンモグラフィです。
- ・スピーディな画像表示により、短時間で検査が終わります。
- ・質の高い画質で、小病変の抽出に威力を発揮します。
- ・デジタル・プレスト・トモシンセンス(Seno3D)により、奥行き方向のデータを集約し、薄いスライスに画像再構成して観察することによって、乳腺の重なりを解消し、より精度の高い情報を得ることが可能です。

■検査を受ける時期

月経終了直後がおすすめです。乳房のハリや痛みも少ない時期のため、圧迫時の痛みが軽減されます。



診察・検査説明

※いずれのコースも、検査日と結果説明日の2回来院していただきます。